

WiZARD Series

Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño



Las Wizard 310 (máscara nasal) y Wizard 320 (máscara facial) ofrecen un ajuste perfecto y un óptimo confort para el usuario. Su estructura flexible sin almohadilla proporciona mayor comodidad.

El sencillo ensamblado, permite un montaje instantáneo y una fácil limpieza en apenas unos minutos. Cuenta además con canales de exhalación que crean un entorno silencioso para dormir minimizando el ruido del flujo de aire.



Wizard 310.



Wizard 320.



Montaje rápido

Su sencillo diseño favorece su rápida sustitución.



Canal de exhalación

Incorpora canal de exhalación para una ventilación silenciosa.



Soporte frontal

La estructura suave y flexible, proporciona mayor comodidad y estabilidad al reducir el área del contacto con la piel.



Estructura

El marco flexible y ligero, ofrece un mejor ajuste y un excelente sellado.



Arnés

Aporta un ajuste cómodo y seguro.



Válvula de seguridad

Diseñado para evitar la asfixia en caso de fallo de alimentación de CPAP (solo para WIZARD 320).



Almohadilla ergonómica

Diseñada para una óptima redistribución de presión, proporciona una mejor adherencia.



Tubo de conexión

Ofrece una mayor flexibilidad para la libertad de movimiento.



Sistema de conexión y desconexión

Diseño de fácil montaje en un solo paso.



Sistema de clip

Mantiene fijo el ajuste entre la máscara y el arnés.

Descripción de producto	Referencia
WiZARD 310 talla L	0204074N
WiZARD 310 talla M	0204075N
WiZARD 310 talla S	0204076N
WiZARD 320 talla L	0204077N
WiZARD 320 talla M	0204078N
WiZARD 320 talla S	0204079N

Especificaciones técnicas	WiZARD 310	WiZARD 320
Peso del producto	86 gr	112 gr
Material almohadilla	Silicona	Silicona
Codo	Policarbonato	Policarbonato
Tubo	Polipropileno	Polipropileno
Certificados	ISO 17510:2015	ISO 17510:2015
Garantía	6 meses una vez abierto	6 meses una vez abierto



Apex - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com

